



vertical
we move together!

SISTEMAS DE ASIENTO MOLDEADOS

Diseño especial:

Cada sistema es personalizado de acuerdo a las medidas del cliente así como a las indicaciones del terapeuta y/o del ingeniero ortopédico.

Profilaxis de decúbito

Para reducir el riesgo en decúbito, es posible obtener un alivio exactamente localizado de presión a través de una presión en la tapicería de la superficie moldeada en las zonas críticas.



Mape Vertical S.L.

Paseo de Obregón, 19, 1ºC
47009 Valladolid - España

Tel: +34 983 440 808

Fax: +34 983 440 868

info@mapevertical.com

www.mapevertical.com



Ventajas

- Fácil ajuste del material del cojín a las condiciones anatómicas existentes.
- Las guías laterales y la tapicería colocadas de acuerdo a las medidas del paciente proporcionan un soporte adicional.
- Un asiento estable y confortable y un alivio óptimo de presión se logran mediante una distribución repartida de la carga superficial en la zona del respaldo; de esta manera se consigue la profilaxis de decúbito.
- Buen ajuste gracias al uso de relleno de finos gránulos de poliestireno y una cubierta realizada en neopreno de gran elasticidad.
- Técnica de vacío de uso sencillo. El suministro o la evacuación de aire se consigue mediante una válvula automática sin cámara con una bomba manual de doble uso.
- El cojín inferior y las traseras están hechas de neopreno tipo velcro y pueden ser fácil y rápidamente fijadas a la superficie.
- La cantidad de relleno y por tanto, el espesor del cojín puede ser modificado gracias a la entrada integrada de transferencia de relleno.

Materiales

- Cojín de 1 cámara con un neopreno cobertor forrado con nylon resistente a impactos de 3,5mm
- El cojín se rellena con unos gránulos de poliestireno estable y extremadamente finos.
- El cojín puede ser desinfectado y lavado hasta 60°C.